

## 物品購入仕様書

- |   |             |                           |
|---|-------------|---------------------------|
| 1 | 品名          | 卓上遠心機                     |
| 2 | 型式          | S500-T                    |
| 3 | 製造業者        | 株式会社久保田製作所                |
| 4 | 仕様          |                           |
|   | (1) スイングロータ |                           |
|   | 最大容量        | 15ml × 68                 |
|   | 最高回転数       | 5,000rpm                  |
|   | 最大遠心力       | 4,860 × g                 |
|   | (2) アングルロータ |                           |
|   | 最大容量        | 50ml コニカル管 × 8            |
|   | 最高回転数       | 6,000rpm                  |
|   | 最大遠心力       | 5,350 × g                 |
|   | (3) 電源条件    |                           |
|   |             | AC100V・50/60Hz・15A、コード長2m |
|   | (4) 機能      |                           |
|   |             | セルフチェック機能                 |
|   |             | フラッシング運転                  |
|   |             | ステップ運転                    |
|   |             | 遅延運転                      |
|   |             | パトランプ点灯（作動時）              |
|   | (5) 加減速可変   |                           |
|   |             | 3段階切り替え、自然減速              |
- |   |      |   |
|---|------|---|
| 5 | 数量   | 1 式   |
| 6 | 納入期限 | 令和9年3月25日   |
| 7 | 納入場所 | 輪島市山岸町地内 市立輪島病院検査室  |
| 8 | その他  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 指定製品となるため同等品は不可とする。</li><li>・ 納入物品は、全て新品未使用品とする。なお、標準装備品の取外しなどダウングレードと判断されることをしてはならない。</li><li>・ 運搬、搬入及び調整費は、納入業者の負担とする。</li><li>・ 附属品は、原則メーカー純正品とする。</li><li>・ 搬入、据付及び調整は、病院の業務に支障をきたさないよう、病院職員と協議の上、その指示に従うこと。</li><li>・ 保証期間は導入後 1 年とし、その間に通常の使用により故障及び不具合が生じた場合は、無償にて速やかに修理すること。</li><li>・ 本装置の修理、部品供給、その他アフターサービスについて速やかに対処する体制を有すること。</li><li>・ 既設品は、受注者の負担で適正に処分すること。</li><li>・ 引渡書、完了報告書、納入医療機器情報報告書の提出をすること。</li></ul> |